

Link do produktu: <https://www.ekologiakosmetyki.pl/edl-dermo-hypoalergiczny-plyn-do-plukania-tkanin-dla-alergikow-dzieci-i-osob-o-wrazliwej-skorze-1-l-p-3252.html>



EDL Dermo hypoalergiczny płyn do płukania tkanin dla alergików, dzieci i osób o wrażliwej skórze 1 l

Cena **39,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Hypoalergiczny płyn zmiękczejący do płukania tkanin dla alergików, dzieci i osób o wrażliwej skórze z organiczną wodą kwiatową z nagietka o działaniu łagodzącym. Do pralki i płukania ręcznego. Działa antystatycznie i pielęgnacyjnie na każdy rodzaj tkanin: białych i kolorowych oraz dziecięcych, delikatnych i wełny. Przeznaczony szczególnie dla skóry wrażliwej, delikatnej i alergicznej. Nie zawiera alergenów - był testowany w tym zakresie w akredytowanym laboratorium COFRAC, norma CE 648/2004. Nie zawiera: syntetycznych zapachów i barwników, składników pochodzenia petrochemicznego, modyfikowanych genetycznie ani karcenogennych (rakotwórczych). 1 litr płynu wystarcza średnio na 44 cykle płukania w pralce i 66 płukań ręcznych. Bardzo delikatny naturalny zapach pochodzi z wody nagietkowej.

- produkt ekologiczny certyfikowany przez Ecocert Greenlife F32600
- produkt nie testowany na zwierzętach
- zawiera surfaktanty pochodzenia roślinnego
- optymalnie biodegradowalny
- opakowanie nadające się do recyklingu
- 1 l płynu wystarcza na 44 cykle płukania

Sposób użycia: Płukanie ręczne: 15 ml płynu na 5 l wody.

Pralka: 22,5 ml płynu* (3/4 nakrętki; nakrętka = 30 ml płynu) wlać do przegródki przeznaczonej na płyn do płukania tkanin.

* zalecane dozowanie na 4,5 kg suchego prania.

Skład:

- > 30% woda
- 5 do 15% surfaktanty kationowe (na bazie nasion palmy)
- < 5% sufraktanty niejonowe (na bazie słonecznika, nasion palmy, kopry i kokosa)
- zawiera także: organiczną wodę kwiatową z bio nagietka, zapach w 100% naturalny

Ostrzeżenie: produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i, jeśli to możliwe, okazać lekarzowi opakowanie produktu.

Pojemność: 1 l z miarką w nakrętce 30 ml