

Link do produktu: <https://www.ekologiakosmetyki.pl/edl-hipoalergiczny-skoncentrowany-plyn-do-mycia-naczyn-bezzapachowy-woreczek-750-ml-p-2080.html>



EDL hipoalergiczny skoncentrowany płyn do mycia naczyń bezzapachowy woreczek 750 ml

Cena **24,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Producent: EDL - Etamine du Lys

Hypoalergiczny, skoncentrowany płyn do mycia naczyń oraz butelek, naczyń i akcesoriów dziecięcych. Bez alergenów. Bezzapachowy. Doskonale usuwa tłuszcz i jest szczególnie łagodny dla dłoni. Idealny dla alergików, dzieci, osób o wrażliwej skórze i nie tolerujących zapachów oraz do mycia naczyń, butelek i zabawek niemowląt i dzieci. Bardzo wydajny.

Nowość w 100% recyklingowym woreczku 750 ml - idealny do uzupełniania butelki 500 ml lub 1 l - less waste!

- hipoalergiczny i ultra łagodny dla dłoni
- doskonale usuwa tłuszcz, nie pozostawia zacieków i szybko wysycha
- idealny do mycia naczyń, akcesoriów i butelek niemowląt i dzieci
- doskonały dla alergików i osób nie tolerujących zapachów lub preferujących bezzapachowe produkty
- testowany dermatologicznie
- nie testowany na zwierzętach
- zawiera surfaktanty pochodzenia roślinnego
- nie zawiera składników pochodzenia petrochemicznego
- optymalnie biodegradowalny
- skoncentrowany i bardzo wydajny
- 100% recyklingowy woreczek w filozofii less waste, do uzupełniania butelek 500 ml i 1 l
- bezpieczny do używania przy ekologicznych szambach
- produkt wegański
- certyfikowany przez Ecocert Ecodetergent

Sposób użycia: Wlać parę kropli płynu pod strumień wody w zlewozmywaku. Stosować oszczędnie – produkt skoncentrowany i bardzo wydajny. Szybko wysycha.

Skład: <5% surfaktanty anionowe (na bazie kokosa i nasion palmy), surfaktanty amfoteryczne (z kokosa i nasion palmy), surfaktanty niejonowe (ze zbóż i cukrów), kwas mlekowy (konserwant). Zawiera także: wodę, sól, sekwestranty. 99% to składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego

Ostrzeżenie: produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i, jeśli to możliwe, okazać lekarzowi opakowanie produktu.

Pojemność: 750 ml